



Productos para quemaduras 2024



WATER-JEL
TECHNOLOGIES



Apósitos Dressing



Tratamiento inicial en
accidentes por quemaduras



B0206 Dressing 5 x 15 cm

- ✔ **Descripción abreviada:** Apósito estéril, con agua, para tratamiento de quemaduras.
- ✔ **Descripción:** Apósito de poliéster de grado médico, embebido en un gel de agua específica, para el tratamiento local de quemaduras en su fase inicial.
- ✔ **Indicaciones:** Producto sanitario de primera actuación frente a todo tipo de quemaduras, cualquiera que sea su etiología, extensión y profundidad.
- ✔ **Medidas:** 5 x 15 cm.
- ✔ **Contenido mínimo de gel:** 33 gramos.
- ✔ **Área corporal cubierta por el apósito:** 1% en adultos / 2% en niños (se indica en el exterior de cada envase).
- ✔ **Zona anatómica de aplicación recomendada:** Quemaduras de pequeña extensión, dedo, pabellón auricular, muñeca.
- ✔ **Gel:** Totalmente transparente y libre de olor. No contiene bencenos, ni parabenos. Exento de isotiazolana y formaldehído.
- ✔ **Composición:** Water, Carbopol, Pemulen, EDTA PC, Glycerin, HYALURONIC ACID, Preservative System, Sodium Hydroxide, Potassium Sorbate.
- ✔ **Características:** Hidrosoluble, bacteriostático y biodegradable.



B0404 Dressing 10 x 10 cm

- ✔ **Descripción abreviada:** Apósito estéril, con agua, para tratamiento de quemaduras.
- ✔ **Descripción:** Apósito de poliéster de grado médico, embebido en un gel de agua específica, para el tratamiento local de quemaduras en su fase inicial.
- ✔ **Indicaciones:** Producto sanitario de primera actuación frente a todo tipo de quemaduras, cualquiera que sea su etiología, extensión y profundidad.
- ✔ **Medidas:** 10 x 10 cm.
- ✔ **Contenido mínimo de gel:** 53 gramos.
- ✔ **Área corporal cubierta por el apósito:** 1% en adultos / 2% en niños (se indica en el exterior de cada envase).
- ✔ **Zona anatómica de aplicación recomendada:** Quemaduras de pequeña extensión.
Gel: Totalmente transparente y libre de olor. No contiene bencenos, ni parabenos. Exento de isotiazolana y formaldehído.
- ✔ **Composición:** Water, Carbopol, Pemulen, EDTA PC, Glycerin, HYALURONIC ACID, Preservative System, Sodium Hydroxide, Potassium Sorbate.
- ✔ **Características:** Hidrosoluble, bacteriostático natural y biodegradable.



B0416 Dressing 10 x 40 cm

- ✔ **Descripción abreviada:** Apósito estéril, con agua, para tratamiento de quemaduras.
- ✔ **Descripción:** Apósito de poliéster de grado médico, embebido en un gel de agua específica, para el tratamiento local de quemaduras en su fase inicial.
- ✔ **Indicaciones:** Producto sanitario de primera actuación frente a todo tipo de quemaduras, cualquiera que sea su etiología, extensión y profundidad.
- ✔ **Medidas:** 10 x 40 cm
- ✔ **Área corporal cubierta por el apósito:** 2% en adultos / 8% en niños (se indica en el exterior de cada envase)
- ✔ **Zona anatómica de aplicación recomendada:** Cuello, zona de flexo extensión extremidades, antebrazo, porción distal de la pierna, zona dorsal alta, dedos (pasando entre ellos en zig-zag por zona interdigital facilitando su separación).
- ✔ **Gel:** Totalmente transparente y libre de olor. No contiene bencenos, ni parabenos. Exento de isotiazolana y formaldehído.
- ✔ **Composición:** Water, Carbopol, Pemulen, EDTA PC, Glycerín, HYALURONIC ACID, Preservative System, Sodium Hydroxide, Potassium Sorbate.
- ✔ **Características:** Hidrosoluble, bacteriostático y biodegradable.



B0818 Dressing 20 x 45 cm

- ✔ **Descripción abreviada:** Apósito estéril, con agua, para tratamiento de quemaduras.
- ✔ **Descripción:** Apósito de poliéster de grado médico, embebido en un gel de agua específica, para el tratamiento local de quemaduras en su fase inicial.
- ✔ **Indicaciones:** Producto sanitario de primera actuación frente a todo tipo de quemaduras, cualquiera que sea su etiología, extensión y profundidad.
- ✔ **Medidas:** 20 x 45 cm.
- ✔ **Área corporal cubierta por el apósito:** 5% en adultos / 20% en niños (se indica en el exterior de cada envase).
- ✔ **Zona anatómica de aplicación recomendada:** Cráneo, zona de flexo extensión de extremidades y región axilar, brazo (circular), pierna (circular), muslo, zona inguinal, tórax, abdomen, espalda, nalga y pierna (parcial).
- ✔ **Gel:** Totalmente transparente y libre de olor. No contiene bencenos, ni parabenos. Exento de isotiazolana y formaldehído.
- ✔ **Composición:** Water, Carbopol, Pemulen, EDTA PC, Glycerín, HYALURONIC ACID, Preservative System, Sodium Hydroxide, Potassium Sorbate.
- ✔ **Características:** Hidrosoluble, bacteriostático y biodegradable.



B0820 Hand Dressing

- ✔ **Descripción abreviada:** Apósito estéril, con agua, para tratamiento de quemaduras.
- ✔ **Descripción:** Apósito de poliéster de grado médico, embebido en un gel de agua específica, para el tratamiento local de quemaduras en su fase inicial.
- ✔ **Indicaciones:** Producto sanitario de primera actuación frente a todo tipo de quemaduras, cualquiera que sea su etiología, extensión y profundidad.
- ✔ **Medidas:** 20 x 55 cm (Con cortes específicos para la separación interdigital de todos los dedos de la mano).
- ✔ **Área corporal cubierta por el apósito:** 3% en adultos / 5% en niños (se indica en el exterior de cada envase).
- ✔ **Zona anatómica de aplicación recomendada:** Mano completa (ambidiestro).
- ✔ **Gel:** Totalmente transparente y libre de olor. No contiene bencenos, ni parabenos. Exento de isotiazolana y formaldehído.
- ✔ **Composición:** Water, Carbopol, Pemulen, EDTA PC, Glycerin, HYALURONIC ACID, Preservative System, Sodium Hydroxide, Potassium Sorbate.
- ✔ **Características:** Hidrosoluble, bacteriostático natural y biodegradable.



B1216 Face Mask

- ✔ **Descripción abreviada:** Apósito estéril, con agua, para tratamiento de quemaduras.
- ✔ **Descripción:** Apósito de poliéster de grado médico, embebido en un gel de agua específica, para el tratamiento local de quemaduras en su fase inicial.
- ✔ **Indicaciones:** Producto sanitario de primera actuación frente a todo tipo de quemaduras faciales, cualquiera que sea su etiología, extensión y profundidad.
- ✔ **Medidas:** 30 x 40 cm.
- ✔ **Área corporal cubierta por el apósito:** 7% en adultos / 16% en niños (se indica en el exterior de cada envase).
- ✔ **Zona anatómica de aplicación recomendada:** Quemaduras faciales incluyendo pabellones auditivos, mentón y parte anterior del cuello.
- ✔ **Gel:** Totalmente transparente y libre de olor. No contiene bencenos, ni parabenos. Exento de isotiazolana y formaldehído.
- ✔ **Composición:** Water, Carbopol, Pemulen, EDTA PC, Glycerin, HYALURONIC ACID, Preservative System, Sodium Hydroxide, Potassium Sorbate.
- ✔ **Características:** Hidrosoluble, bacteriostático natural y biodegradable.

Mantas Wrap / Blanket



GP3630 Brun Wrap 91 x 76 cm (envase de aluminio)

- ✔ **Descripción abreviada:** Manta, con gel de agua, para tratamiento de quemaduras.
- ✔ **Descripción:** Manta 100% lana, embebida en un gel de agua específico, para el tratamiento local de quemaduras en su fase inicial.
- ✔ **Indicaciones:** Producto sanitario de primera actuación frente a todo tipo de quemaduras, cualquiera que sea su etiología, extensión y profundidad.
- ✔ **Medidas:** 91 x 76 cm.
- ✔ **Área corporal cubierta por el apósito:** Adulto, torso completo, ambas piernas / niño cuerpo completo.
- ✔ **Zona anatómica de aplicación recomendada:** Quemaduras de gran extensión.
- ✔ **Gel:** Totalmente transparente y libre de olor. No contiene bencenos, ni parabenos. Exento de isotiazolana y formaldehído.
- ✔ **Composición:** Water, Carbopol, Pemulen, EDTA PC, Glycerin, HYALURONIC ACID, Preservative System, Sodium Hydroxide, Potassium Sorbate.
- ✔ **Características:** Hidrosoluble, bacteriostático y biodegradable.



G3630 Burn Wrap Canister 91 x 76 cm (envase termoplástico)

- ✔ **Descripción abreviada:** Manta, con gel de agua, para tratamiento de quemaduras.
- ✔ **Descripción:** Manta 100% lana, embebida en un gel de agua específico, para el tratamiento local de quemaduras en su fase inicial.
- ✔ **Indicaciones:** Producto sanitario de primera actuación frente a todo tipo de quemaduras, cualquiera que sea su etiología, extensión y profundidad.
- ✔ **Medidas:** 91 x 76 cm.
- ✔ **Área corporal cubierta por el apósito:** Adulto, torso completo, ambas piernas / niño cuerpo completo.
- ✔ **Zona anatómica de aplicación recomendada:** Quemaduras de gran extensión.
- ✔ **Gel:** Totalmente transparente y libre de olor. No contiene bencenos, ni parabenos. Exento de isotiazolana y formaldehído.
- ✔ **Composición:** Water, Carbopol, Pemulen, EDTA PC, Glycerin, HYALURONIC ACID, Preservative System, Sodium Hydroxide, Potassium Sorbate.
- ✔ **Características:** Hidrosoluble, bacteriostático y biodegradable.



GP7260 Fire Blanket Plus 183 x 152 cm (envase de aluminio)

- ✔ **Descripción abreviada:** Manta, con gel de agua, para tratamiento de quemaduras.
- ✔ **Descripción:** Manta 100% lana, embebida en un gel de agua específico, para el tratamiento local de quemaduras en su fase inicial.
- ✔ **Indicaciones:** Producto sanitario de primera actuación frente a todo tipo de quemaduras, cualquiera que sea su etiología, extensión y profundidad.
- ✔ **Medidas:** 183 x 152 cm.
- ✔ **Área corporal cubierta por el apósito:** Adulto cuerpo completo.
- ✔ **Zona anatómica de aplicación recomendada:** Quemaduras de gran extensión.
- ✔ **Gel:** Totalmente transparente y libre de olor. No contiene bencenos, ni parabenos. Exento de isotiazolana y formaldehído.
- ✔ **Composición:** Water, Carbopol, Pemulen, EDTA PC, Glycerin, HYALURONIC ACID, Preservative System, Sodium Hydroxide, Potassium Sorbate.
- ✔ **Características:** Hidrosoluble, bacteriostático y biodegradable.



G7260 Fire Blanket Plus Canister 183 x 152 cm (envase termoplástico)

- ✔ **Descripción abreviada:** Manta, con gel de agua, para tratamiento de quemaduras.
- ✔ **Descripción:** Manta 100% lana, embebida en un gel de agua específico, para el tratamiento local de quemaduras en su fase inicial.
- ✔ **Indicaciones:** Producto sanitario de primera actuación frente a todo tipo de quemaduras, cualquiera que sea su etiología, extensión y profundidad.
- ✔ **Medidas:** 183 x 152 cm.
- ✔ **Área corporal cubierta por el apósito:** Adulto cuerpo completo.
- ✔ **Zona anatómica de aplicación recomendada:** Quemaduras de gran extensión.
- ✔ **Gel:** Totalmente transparente y libre de olor. No contiene bencenos, ni parabenos. Exento de isotiazolana y formaldehído.
- ✔ **Composición:** Water, Carbopol, Pemulen, EDTA PC, Glycerin, HYALURONIC ACID, Preservative System, Sodium Hydroxide, Potassium Sorbate.
- ✔ **Características:** Hidrosoluble, bacteriostático y biodegradable.



G9672 Heat Shield Canister 244 x 183 cm (envase termoplástico)

- ✔ **Descripción abreviada:** Manta, con gel de agua, para tratamiento de quemaduras.
- ✔ **Descripción:** Manta 100% lana, embebida en un gel de agua específico, para el tratamiento local de quemaduras en su fase inicial.
- ✔ **Indicaciones:** Producto sanitario de primera actuación frente a todo tipo de quemaduras, cualquiera que sea su etiología, extensión y profundidad.
- ✔ **Medidas:** 244 x 183 cm.
- ✔ **Área corporal cubierta por el apósito:** Adulto cuerpo completo
- ✔ **Zona anatómica de aplicación recomendada:** Quemaduras de gran extensión.
- ✔ **Gel:** Totalmente transparente y libre de olor. No contiene bencenos, ni parabenos. Exento de isotiazolona y formaldehído.
- ✔ **Composición:** Water, Carbopol, Pemulen, EDTA PC, Glycerín, HYALURONIC ACID, Preservative System, Sodium Hydroxide, Potassium Sorbate.
- ✔ **Características:** Hidrosoluble, bacteriostático y biodegradable.



Gel para quemaduras

Burn Jel



Tratamiento inicial en
accidentes por quemaduras



Burn Jel | Hidrogel para quemaduras Water-Jel

El tratamiento de emergencia líder en el cuidado de quemaduras para quemaduras leves. Hecho específicamente para aliviar el dolor de quemaduras leves, este gel refrescante tópico contiene lidocaína.

Burn Jel enfría la quemadura, calma la piel y alivia el dolor en la aplicación, extrae el calor de la quemadura y comienza a disiparlo al contacto.

Características de la línea BurnJel

- ✓ Gel cristal con ácido hialurónico.
- ✓ Proporciona un alivio del dolor inmediato y prolongado.
- ✓ Inhibe el desarrollo de cepas bacterianas de forma natural.
- ✓ No se adhiere al lecho de la lesión, se retira con facilidad de forma indolora.
- ✓ No irrita la piel, testado dermatológicamente.
- ✓ Transparente, no enmascara la herida, no es graso.
- ✓ No induce hipotermia.
- ✓ Hidrosoluble y biodegradable.



GBJ50 Hidrogel para quemaduras Burn Jel

Gel de agua para el tratamiento de primeros auxilios de quemaduras menores y escaldaduras. **Botella de 50 ml.**



GBJ80 Hidrogel para quemaduras Burn Jel

Gel de agua para el tratamiento de primeros auxilios de quemaduras menores y escaldaduras. **Botella de 80 ml.**



GBJ340 Hidrogel para quemaduras Burn Jel

Gel de agua para el tratamiento de primeros auxilios de quemaduras menores y escaldaduras. **Contiene 3 paquetes con 4 gramos de gel cada uno.**



GBJ640 Hidrogel para quemaduras Burn Jel

Gel de agua para el tratamiento de primeros auxilios de quemaduras menores y escaldaduras. **Contiene 6 paquetes con 4 gramos de gel cada uno.**



GBJ120 Hidrogel para quemaduras Burn Jel

Gel de agua para el tratamiento de primeros auxilios de quemaduras menores y escaldaduras. **Botella de 120 ml.**



GBJ240 Hidrogel para quemaduras Burn Jel

Gel de agua para el tratamiento de primeros auxilios de quemaduras menores y escaldaduras. **Botella de 240 ml.**



Kits para quemaduras

Burn Kits



Tratamiento inicial en
accidentes por quemaduras

Burn Kits | Kits para quemaduras Water-Jel

Los **kits para quemaduras Water-Jel** ofrecen diferentes combinaciones de Apósitos para quemaduras, Mantas ignífugas y Gel, usados para todo tipo de quemaduras.

Los kits vienen en diferentes surtidos de productos y maletines de transporte para diferentes entornos de trabajo de socorristas, gerentes de seguridad, vehículos utilitarios y profesionales médicos..



B-BK-LG-WJE Kit de quemaduras para ambulancias

- ✔ 1 x Manta para quemaduras 91 x 76 cm (GP3630 – Burn Wrap).
- ✔ 1 x Apósito facial para quemaduras (B1216 – Face Mask).
- ✔ 1 x Apósito de manos para quemaduras (B0820 – Hand Dressing).
- ✔ 1 x Apósito para quemaduras 20 x 45 cm (B0818 – Burn Dressing).
- ✔ 2 x Apósito para quemaduras 10 x 40 cm (B0416 – Burn Dressing).
- ✔ 4 x Vendajes (Conforming Bandage).
- ✔ 1 x Tijeras (Tough Cut Shears).
- ✔ Hoja de Instrucciones y Maletín Suave.

B-BK-SM-IBK Kit para quemaduras para la industria

- ✔ 1 x Apósito facial para quemaduras (B1216 – Face Mask).
- ✔ 1 x Apósito para quemaduras 10 x 40 cm (B0416 – Burn Dressing).
- ✔ 2 x Apósito para quemaduras 10 x 10 cm (B0404 – Burn Dressing).
- ✔ 2 x Apósito para quemaduras 5 x 15 cm (B0206 – Burn Dressing).
- ✔ 1 x Gel para quemaduras 50 ml (GBJ50 – Burn Jel).
- ✔ 1 x Vendaje (Conforming Bandage).
- ✔ 1 x Tijeras (Tough Cut Shears).
- ✔ Hoja de Instrucciones y Maletín Suave.



B-BK-XS-WJE Kit para quemaduras pequeñas

- ✔ 2 x Apósito para quemaduras 10 x 10 cm (B0101 – Burn Dressing).
- ✔ 2 x Apósito para quemaduras 5 x 15 cm (B0206 – Burn Dressing).
- ✔ 1 x Gel para quemaduras 50 ml (GBJ50 – Burn Jel).
- ✔ 3 x Gel para quemaduras 4 g (GBJ340 - Burn Jel).
- ✔ Hoja de Instrucciones y Maletín Suave.



B-BK-SM-WJE Kit de quemaduras para servicio contra incendios

- ✔ 1 x Apósito facial para quemaduras (B1216 – Face Mask).
- ✔ 2 x Apósito para quemaduras 10 x 40 cm (B0416 – Burn Dressing).
- ✔ 2 x Apósito para quemaduras 10 x 10 cm (B0101 – Burn Dressing).
- ✔ 2 x Apósito para quemaduras 5 x 15 cm (B0206 – Burn Dressing).
- ✔ 2 x Vendajes (Conforming Bandage).
- ✔ 1 x Tijeras (Tough Cut Shears).
- ✔ Hoja de Instrucciones y Maletín Suave.



B-BK-SM-WJE Kit para quemaduras críticas

- ✔ 1 x Apósito facial para quemaduras (B1216 – Face Mask).
- ✔ 2 x Apósito de manos para quemaduras (B0820 – Hand Dressing).
- ✔ 2 x Apósito para quemaduras 10 x 10 cm (B0101 – Burn Dressing).
- ✔ 2 x Vendajes (Conforming Bandage).
- ✔ 1 x Tijeras (Tough Cut Shears).
- ✔ Hoja de Instrucciones y Maletín Suave.



B-BK-SM-CBK Kit para quemaduras para restaurantes

- ✔ 1 x Apósito para quemaduras 10 x 40 cm (B0416 – Burn Dressing).
- ✔ 2 x Apósito para quemaduras 10 x 10 cm (B0404 – Burn Dressing).
- ✔ 2 x Apósito para quemaduras 5 x 15 cm (B0206 – Burn Dressing).
- ✔ 1 x Gel para quemaduras 50 ml (GBJ50 – Burn Jel).
- ✔ 1 x Vendaje (Conforming Bandage).
- ✔ 1 x Tijeras (Tough Cut Shears).
- ✔ Hoja de Instrucciones y Maletín Suave.



WATER-JEL

TECHNOLOGIES

MÉXICO



waterjelmexico.com



 Ingenieros 207, Col. Allende,
89130 Tampico, Tamps.