

# Colchones hospitalarios

✓ Proveer Soluciones



**DGP**

SUMINISTROS A HOSPITALES

# ARJO



## ATMOSAIR VELARIS ARJO

### Características

**AtmosAir Velaris** se adapta a una 'Estrategia de una superficie', ya que puede reemplazar todas las superficies automáticas, excepto las más avanzadas, con un sistema de colchón flexible y fácil de usar.

**AtmosAir Velaris** es un sistema de presión alterna flexible, rentable y adaptable que se puede utilizar en una amplia gama de categorías de riesgo de pacientes y entornos de atención.

Cuando se conecta a la bomba, **AtmosAir Velaris** se transforma en una superficie de terapia alterna que puede lograr una descarga total de presión<sup>1</sup> con la tecnología AltoVac®.

Sin la bomba conectada, proporciona redistribución de presión reactiva a través del ARM® (módulo de redistribución de aire) para mantener los niveles de comodidad y presión en cada celda de aire.



## COLCHÓN CONFORMX ARJO

### Descripción:

Una capa de espuma viscoelástica ofrece soporte al paciente para redistribuir la presión. La gama ConformX se ha desarrollado especialmente para el confort de los pacientes y el tratamiento de lesiones por presión, es una solución para las 24 horas del día.

La gama ConformX se ha diseñado como una solución de cuidados durante las 24 horas del día. La gama incluye un colchón de reposición, un sobrecolchón y un cojín de asiento. La gama ConformX está disponible en diversos tamaños y su mantenimiento resulta sencillo debido a la durabilidad de la funda y la espuma.

### Características

- ✓ Colchones de espuma de poliuretano.
- ✓ Pueden ser utilizados para cualquier tipo de cuidado.
- ✓ Disponibles en diferentes tamaños.
- ✓ Cumplen para procedimiento de RCP.
- ✓ Cumplen para realizar estudios de Rayos X.
- ✓ Uso sólo para prevenir úlceras por presión.
- ✓ 2 capas de polímero de alta calidad y superficie viscoelástica.
- ✓ Sensible a la temperatura.
- ✓ Previene el sentimiento de atrapamiento.
- ✓ **SWL: 150 Kg.**

# ARJO



## COLCHÓN PENTAFLEX ARJO

### Descripción:


El sistema de sustitución de colchones PENTAFLEX® consta de un colchón de espuma, superposición y un cojín de asiento, brindando una solución de atención las 24 horas.

### Comodidad y durabilidad comprobadas

El sistema de sustitución de colchones PENTAFLEX no sólo es el colchón más popular de Huntleigh, pero los comentarios de pacientes también ha demostrado que el sistema también es extremadamente cómodo.

### Características

- ✓ Colchones de espuma de poliuretano.
- ✓ Pueden ser utilizados para cualquier tipo de cuidado.
- ✓ Disponibles en diferentes tamaños.
- ✓ Cumplen para procedimiento de RCP.
- ✓ Cumplen para realizar estudios de Rayos X.
- ✓ Uso sólo para prevenir úlceras por presión.
- ✓ Cortes en matriz.
- ✓ 5 zonas de protección: Cabeza, Hombros, Torso, Cadera y Tobillos.
- ✓ Celdas individuales brindan confort y contornean el cuerpo.
- ✓ **SWL:** 250 Kg.



## COLCHÓN SIMULFLEX ARJO

### Descripción:

La gama Simulflex ha sido desarrollada para proporcionar una solución de cuidado las 24 horas. La gama incluye un recambio de colchón, una funda de colchón y un cojín de asiento.

Esta gama está hecha de espuma de poliuretano de alta calidad y disponible en tamaños variables. Además, la superposición incluye correas de sujeción en las esquinas para mayor seguridad.

### Comodidad y seguridad en mente

Adecuado para su uso en una variedad de entornos de atención, incluidos hospitales y atención comunitaria.

### Características

- ✓ Colchones de espuma de poliuretano.
- ✓ Pueden ser utilizados para cualquier tipo de cuidado.
- ✓ Disponibles en diferentes tamaños.
- ✓ Cumplen para procedimiento de RCP.
- ✓ Cumplen para realizar estudios de Rayos X.
- ✓ Uso sólo para prevenir úlceras por presión.
- ✓ Cortes pequeños al final del colchón.
- ✓ Brinda extra confort de la cabeza hasta los tobillos.
- ✓ 3 Diferentes zonas de cortes.
- ✓ **SWL:** 120 Kg.

**ARJO**



## SISTEMA DE PRESIÓN ALTERNA AURALIS

### Descripción:

Diseñado para pacientes de alta gravedad con movilidad limitada, el sistema de presión alterna Auralis proporciona una solución para gestionar eficazmente la prevención de lesiones por presión, ofreciendo opciones de colchón y cojín de asiento. Esta solución de terapia preventiva incluye gestión del microclima, tecnología de ajuste automático y una función de protección del talón.

### Características

- ❖ **Compatibilidad conSkin IQ:** Skin IQ es usado para ayudar a mejorar la eficiencia y los resultados clínicos de los pacientes con problemas de microclima.
- ❖ **Tecnología de autoajuste inteligente:** Redistribución automática para garantizar resultados clínicos y de eficiencia.
- ❖ **Tecnología celda en celda:** Diseño de la celda alternante en forma de U permanentemente inflada en la zona del toso, ayuda a la estabilidad del paciente.
- ❖ **Sistema de Doble Modalidad:** Terapia activa (alterna) o reactiva (baja presión constante)
- ❖ **Heelguard® technology Auralis:** incorpora cinco celdas Heelguard® que ayudan a redistribuir la presión en la zona del talón.

## SISTEMA NIMBUS PROFESIONAL ARJO

### Descripción:

El sistema Nimbus Profesional ofrece una redistribución eficaz de la presión activa (tratamiento alterno) combinada con un ajuste automático al peso, las dimensiones y la posición del paciente. Combina tecnología Wound Valve, Heelguard y un ajuste automático de la presión de las celdas, lo que permite una redistribución eficaz de la presión para una amplia gama de situaciones de gestión de pacientes. Entre las principales funciones adicionales del Nimbus Professional destacan la tecnología de válvulas por zonas Wound Valve, el desinflado de la sección sacra y el desinflado de la sección de la cabeza.

### Características

- ❖ **Alarmas audibles y visuales:** La bomba incluye alarmas audiovisuales que se activan únicamente cuando se requiere una intervención real debido a un fallo eléctrico, presión baja o alta y estados de fallo de la bomba.
- ❖ **Control de comodidad:** Para mayor comodidad de los pacientes, pueden realizarse ajustes leves de las presiones de inflado mediante un dial de control sin que ello afecte al rendimiento terapéutico.
- ❖ **Prevención de infecciones:** El filtrado en tres fases del biofiltro garantiza que en el colchón únicamente entre aire limpio.



# DGP

SUMINISTROS A HOSPITALES



[dgpsuministrosahospitales.com](http://dgpsuministrosahospitales.com)

✓ Proveer Soluciones

Llámanos para mayor información

☎ (833) 213.8451, (833) 221.4029

🏠 Ingenieros 207, Col. Allende, 89130 Tampico, Tamps.

